

Barre murale acier avec revêtement antidérapant

gymna

EASA, coudée 135° 27,5 x 27,5 cm -- GRA27545

Art: AD155038 | Marque: [EASA](#)



Informations sur le produit

EASA est une marque de qualité reconnue dans le monde des salles de bains adaptées. Cette barre est fabriquée en acier inoxydable galvanisé avec un revêtement antidérapant naturel, Natural Touch®. La courbe de 135° offre à chaque phase d'un mouvement un point d'appui en plus. Fixable avec vis, qui sont proprement recouvertes d'une petite plaque de protection. Spécifications :

- Ø poignée : 3,2 cm
- charge maximale : 150 kg