

Pure 2 Improve Push-up pro set

gymna

Art: 575280



Informations sur le produit

Lors de l'exécution de pompes standard, les bras sont souvent contraints à une position verticale non naturelle.

Le **P2I Push Up Pro Set** peut effectuer un **mouvement de rotation** et permet aux bras et aux poignets de bouger de **manière naturelles**.

- les poignées sont fabriquées de telle sorte qu'elles peuvent être fermement fixées au sol.
- elles **ne glisseront pas**, ce qui est bénéfique pour les exercices.

Spécifications

- Taille : 19,5 x 9 cm
- Matériau : PP Polypropylène