

Bandes d'exercices MoVeS - 1,5 m - jaune - léger - ***gymna***

box distribution (25 pcs)

Art: 525052 | Marque: MOVES



Informations sur le produit

Les bandes MoVeS sont des **bandes d'exercice élastiques** en latex de qualité supérieure. La caractéristique unique **Snap-Stop** les rend **résistantes à l'usure** et aux déchirures. Le patient réalise donc son entraînement en toute **sécurité**. Ces bandes peuvent parfaitement **être données au patient pour qu'il s'entraîne chez lui**. Les MoVeS permettent d'améliorer :

- La force musculaire.
- La mobilité.
- La coordination des groupes musculaires.

Particularités :

- **Longueur : 1,5 m.**
- La résistance est déterminée par l'étirement (linéaire) et l'épaisseur/la couleur des bandes.
 - Jaune : souple.
 - Rouge : moyen.
 - Vert : fort.
- **Sans poudre** : moins de 2mg/dm².

Votre kit MoVeS comprend :

- 1 boîte avec des compartiments de rangement.
- **25 pièces**, emballées séparément.