

Kwell Tonika

Art: 579240 | Marque: [KWELL](#)

gymna



Informations sur le produit

De **K.WELL TONIKA** is een **multifunctionele lichte én zachte bank**.

Dankzij haar veelzijdigheid is zij te gebruiken als step, plyobox, vlakke bank, heup-thrust platform, hindernis en nog veel meer.

Specificaties:

- Lengte onderkant: 110 cm
- Lengte bovenkant: 92 cm
- Hoogte: 30 cm
- Breedte bovenkant: 28 cm
- Breedte onderkant: 29 cm
- Gewicht: 5,7kg