




Informations sur le produit

EasyBase JumpGuard – Verhoog de veiligheid en nauwkeurigheid van sprongtesten

Met de EasyBase JumpGuard biedt EasyBase een slimme oplossing om het oppervlak van het EasyBase force plate systeem te vergroten, waardoor sprongtesten veiliger en comfortabeler worden. De JumpGuard is speciaal ontworpen om de testcapaciteit te verlengen met 92,6%, waardoor je eenvoudig sprongen kunt testen waarbij anteroposterieure of laterale verstoringen mogelijk zijn bij het uitvoeren van maximale sprongtesten.

Dankzij de JumpGuard kunnen uw patiënten en atleten met meer stabiliteit en ruimte hun sprongen uitvoeren, terwijl de betrouwbare en nauwkeurige metingen van de EasyBase gewaarborgd blijven. Het is de ideale oplossing voor het veilig testen van sprongen in een gecontroleerde omgeving.

Veiligheid en precisie

De EasyBase JumpGuard zorgt voor een veiligere testomgeving door de testoppervlakte te verlengen, wat de kans op onverwachte verschuivingen of blessures vermindert. De JumpGuard is ontworpen met uitsparingen aan de binnenzijde voor eenvoudig tillen en plaatsen van de EasyBase platen. Zorg ervoor dat de sprongen binnen de gemarkeerde lijnen worden uitgevoerd voor een optimale sensorregistratie en nauwkeurige krachtmetingen.

Technische specificaties:

- Materiaal: EVA Schuim (Ethyleen Vinyl Acetaat)
- Afmetingen (per JumpGuard): 430 x 655 x 40 mm
- Gewicht (per JumpGuard): 600 gram

Inbegrepen in de verpakking:

- 2 x JumpGuard
- 1 x Handleiding

Met de EasyBase JumpGuard til je de kwaliteit van je sprongtesten naar een hoger niveau en zorg je voor een meer veilige en betrouwbare testomgeving.