

# DAE / AED défibrillateur Reanibex 100 vol- automatic - version NL/FR/ENG

**gymna**

Art: 9111741 | Marque: DEFIBRION



## Informations sur le produit

### Bexen Cardio Reanibex 100 - Défibrillateur Automatique Externe

Le Reanibex 100 est un défibrillateur externe automatique portable et facile à utiliser, immédiatement prêt à l'emploi en cas d'arrêt cardiaque. Fabriqué en Europe, léger (< 2,15 kg) et entièrement étanche à la poussière (IP65) - fiable dans n'importe quel environnement.

**Passer en mode enfant** (< 8 ans ou < 25 kg) d'une simple pression sur un bouton. Le **métronomie intégré avec retour d'information sur la RCP** t'aide à maintenir le bon rythme de compression. Grâce au lecteur NFC, tu peux facilement vérifier l'état de la batterie et les paramètres de langue avec un smartphone Android.

Le DEA fonctionne de manière semi-automatique ou entièrement automatique et est pré-chargé - temps de charge 0 seconde.

**Entretien et remplacement** Remplace la batterie après **5 ans** ou après une utilisation intensive. Les électrodes sont jetables et disponibles pour les adultes et les enfants - remplace-les en fonction de la date de péremption indiquée sur l'emballage.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 21,7 × 28,5 × 9,6 cm
- Poids : < 2,15 kg
- Énergie : 150-200 J (adultes), 50-90 J (enfants)
- IP65
- Directives ERC/AHA 2015-2017