BH RCM Pro Med tapis roulant - longues mains



courantes

Art: 564347 | Marque: BH



Informations sur le produit

Ce tapis roulant pourvu d'une surface de course extra large est approprié à un usage semiprofessionnel (> 20 h/semaine) et offre toutes les possibilités d'un tapis roulant professionnel. Grâce à quelques ajustements bien pensés, ce tapis de course est très facile d'accès et d'utilisation pour les personnes ayant des difficultés à marcher.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES:

- grande surface de course (55 x 155 cm) pour un entraînement confortable et sûr.
- de longs rails latéraux jusqu'à la fin du tapis pour plus de sécurité.
- commande via boutons pressoirs.
- vitesse de démarrage très faible : 0,3 18 km/h, par paliers de 0,1 km/h.
- moteur AC: 3,5 CV
- pente: max. 15%
- mesure du rythme cardiaque par les poignées ou par la ceinture thoracique (non incluse).
- ventilateur et support de tablette.
- porte-bidon.
- clé de sécurité en cas de chute : le moteur se coupe automatiquement.
- 2 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage:
 - Écran LED & Dot matrix avec i.concept.
 - La technologie Bluetooth FTMS vous permet de vous connecter à vos applications de fitness préférées.
 - 36 programmes prédéfinis (profils)
 - 3 programmes librement programmable

- 3 programmes de contrôle du rythme cardiaque
- Paramètres : temps, distance, vitesse (km/h), temps pour 1 km, % de pente, consommation de calories, fréquence cardiaque

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• dimensions LxlxH: 185 x 82 x 154 cm

• poids: 125 kg

• poids max. de l'utilisateur : 180 kg

• fonctionne sur secteur.