

Masque buccal chirurgical type IIR - 3 couches - 4

gymna

lanières (50 pcs)

Art: 9151516



Informations sur le produit

Un masque chirurgical couvre le menton, le nez et la bouche. Ces masques sont du type IIR. **BUT DU MASQUE BUCCAL CHIRURGICAL**

- Le but principal est de **protéger les autres** de la propagation de l'air bactérien ou viral exhalé par le porteur.
- pour protéger le porteur contre l'inhalation de substances virales ou de bactéries nocives.
- convient pour un **usage médical et privé. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**
 - masque jetable
 - en polypropylène à 3 couches
 - résistant aux éclaboussures et à l'humidité : (kPa $\geq$ 16)
 - EFB (efficacité de filtration bactérienne) : minimum 98%
 - la fermeture manuelle des 4 lanières à relier résultent en une meilleure adaptation pour **des visages fins et petits**.
 - boîte de 50 pièces

49,0 Pa / Résistance aux éclaboussures (kPa) ? 16,0 mm Hg. Certifiés CE, conformes à EN 14683:2019.