

Kwell rack de rangement kettlebells - 3 étagères

gymna

Art: 579060 | Marque: **KWELL**

480,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

L'ordre et la propreté font partie de ces petits détails importants qui donnent un aspect

professionnel à une salle d'exercices.

Le Kwell Kettlebell Rack est un présentoir métallique pratique et solide pour tous les kettlebells qui sont généralement laissés sur le sol ou dans les coins les plus reculés du local.

- 3 étagères inclinées de façon à ce que les kettlebells puissent être facilement sortis du rack.

Dimensions: (L x L x H): ca. 118 x 76 x 116 cm