

Patin p. G5 - no. 229SD - rond, caoutchouc

gymna

Art: 500510 | Marque: [G5](#)



Informations sur le produit

- Massages corporels, également sur les zones sensibles.
- Effleurage, relaxation, douleurs dorsales, spasmes.
- Préparation du tissu à des massages plus profonds.
- Fréquence indiquée 30 - 45 Hz.
- En combinaison avec le patin en U (art. 500.514), ce patin peut servir à libérer les voies respiratoires. Dans ce cas, la fréquence indiquée est 10 - 25 Hz.
- Peut être stérilisé dans un autoclave.