

BH i.Magna RC tapis roulant

Art: 564290.N | Marque: BH

gymna

3 799,40 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Deze loopband met breed loopvlak is geschikt voor semi-professioneel gebruik (> 20 u/week) en biedt alle mogelijkheden van een professionele loopband. Dankzij enkele weloverwogen aanpassingen is deze loopband heel makkelijk toegankelijk en inzetbaar bij mensen die moeilijk te been zijn.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- groot loopoppervlak (55 x 155 cm) voor een comfortabele en veilige workout.
- lange zijrails tot het einde van het loopoppervlak voor extra veiligheid.
- eenvoudige bediening via druktoetsen (sneltoetsen voor snelheid en helling).
- zeer lage startsnelheid: 0,3 - 14 km/u, in stappen van 0,1 km/u.
- helling: max. 15%
- wegneembaar opstaptrapje (9 cm): maakt de opstap makkelijker voor mensen die moeilijk te been zijn.
- Flex system + Smart Konik: absorptie van schokken gebeurt in twee stappen om risico op blessures of overbelasting te verminderen.
- AC Motor: 3,5 PK
- hartslagmeting via handvaten of via borstgordel (meegeleverd)
- ventilator en tablethouder onder display.

- bidonhouder.
- noodstop via magneet en clipbevestiging.
- 2 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - LED & Dot matrix scherm met i.concept.
 - FTMS bluetooth technologie maakt het mogelijk om te connecteren met je favoriete fitness apps.
 - 14 preset programma's (profielen)
 - 3 vrij programmeerbare programma's
 - 1 hartslaggestuurd programma
 - Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), tijd voor 1 km, helling %, calorieverbruik, hartslag

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afmetingen LxBxH : 200 x 94 x 148 cm
- Gewicht: 137 kg
- Max. gebruikersgewicht: 150 kg
- Werkt op netstroom.