

Toorx Medicine Ball - 1 kg - jaune

gymna

Art: 581591 | Marque: [TOORX](#)



Ø 23 CM

kg 1 KG

Informations sur le produit

Le **Toorx Medicine Ball** est un outil indispensable pour tout physiothérapeute qui cherche à intégrer dans sa pratique l'entraînement de la force fonctionnelle, la stabilité du tronc ou la rééducation . Ces medicine balls de haute qualité sont disponibles dans des poids de **1 à 6 kg** et conçus pour une utilisation intensive et polyvalente.

Pourquoi choisir le Medicine Ball de Toorx ?

Grâce au revêtement en caoutchouc durable Full Black avec des stries, le ballon tient fermement dans la main - même lors d'exercices dynamiques. Le code couleur par poids permet également de sélectionner rapidement le bon poids, ce qui favorise l'efficacité et la sécurité du thérapeute et du patient.

Attention, il ne s'agit pas de balles de slam. Les balles ne sont pas conçues pour être lancées contre le sol. Pour les exercices nécessitant une projection puissante au sol, nous recommandons un ballon de slam spécifique.

Applications:

Convient à un large éventail d'exercices : de l'entraînement de la force et de la coordination aux mouvements de rééducation contrôlés. Idéal également pour les exercices avec partenaire, les mouvements de rotation et l'entraînement du tronc.

Spécifications

- Poids et couleurs:
 - 1 kg - jaune
 - 2 kg - vert
 - 3 kg - bleu
 - 4 kg - orange
 - 5 kg - rouge
 - 6 kg - gris
- Diamètre : 23 cm (1-4 kg), 28,6 cm (5-6 kg)
- Matériau : caoutchouc
- Revêtement : noir intégral avec nervures antidérapantes
- Vendu par pièce