

Modèle Anatomique - hanche avec ligaments

gymna

Art: 576010 | Marque: [RUDIGER ANATOMIE](#)



Informations sur le produit

Modèle fonctionnel et représentatif de la hanche qui comprend la partie supérieure du fémur, la tête fémorale et un demi bassin. Le fémur peut bouger grâce aux ligaments flexibles: abduction, flexion, extension, endorotation et exorotation sont toujours possible d'une façon anatomiquement correcte. Le modèle est disposé sur un support solide et peut être détaché.