

Vérin a gaz 400N têteière - table Gymna Advanced et ***gymna***

Luxe (114404)

Art: S178022



Informations sur le produit

Ce vérin à gaz de 400N est une pièce de rechange d'origine pour la têteière des tables de traitement des gammes Advanced et Luxe.

Le vérin à gaz assure un réglage souple et contrôlé de la têteière, permettant de positionner le patient confortablement pendant le traitement.

Caractéristiques :

- Force : 400N
- Spécifiquement conçu pour la têteière des tables de traitement Advanced et Luxe
- Remplacement facile en cas d'usure ou de perte de force
- Construction durable pour un usage professionnel intensif

Besoin de le remplacer ?

Consultez notre guide téléchargeable « Remplacement du vérin à gaz » pour des instructions d'installation étape par étape.