

Pure 2 Improve Speedrope - corde à sauter 285 cm **gymna**

Art: 575281



Informations sur le produit

PURE 2 IMPROVE SPEEDROPE est une **corde à sauter** qui peut être utilisée à des fins diverses telles que le CrossFit, l'entraînement, la réhabilitation, la salle de sport, la boxe, la perte de poids, le renforcement musculaire, ...

Spécifications

- Corde : 2,85 cm.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
- La longueur peut être facilement adaptée à vos besoins individuels.
- Convient aux adultes et aux enfants.
- Sac de transport et tournevis inclus.