

gymna.PRO Q4, linéaire - Hazelnut

gymna

Art: 180840HAZ | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

gymna.PRO. Your table. Your choice!

Choisir gymna.PRO, c'est choisir **une table de massage professionnelle de haut niveau** pour vos traitements et **manipulations**.

Conçue pour répondre aux besoins des physiothérapeutes.

Avec gymna.PRO, vous composez votre propre table unique.

Notre **configurateur de table** (à droite) vous montre toutes les possibilités.

A vous de choisir !

Vous avez choisi le modèle Q4 : une table de massage professionnelle avec 4 PLANS DE COUCHAGE.

- COURTE tête, à **inclinaison positive et négative**, activée par un vérin pneumatique.
- dossier réglable par moteur électrique.
- assise réglable par un deuxième moteur électrique.
- coussin de jambes dont l'inclinaison s'adapte automatiquement à l'inclinaison de l'assise.
- **l'actionnement des moteurs électriques** se fait au moyen **d'interrupteurs ergonomiques** situés - à gauche et à droite - sous les coussins.
- il y a une différence claire et tangible entre les boutons haut et bas, et lorsque vous appuyez, votre paume est éclairée : vert = vers le haut, rouge = vers le bas.

SPÉCIFIQUE POUR LES MODÈLES Q

- les 4 plans réglables font que le corps de votre patient soit **toujours soutenu de façon optimale**.
- la répartition en 4 surfaces de couchage est **anatomiquement optimale** pour des traitements en **position assise ou mi-couchée**.

CHÂSSIS : socle fermé, design pure et unique.

- la **forme arrondie** du châssis **en métal** de votre gymna.PRO résulte en une silhouette sereine et élégante .
- toute la technologie se trouve - invisible - dans le socle fermé.
- votre table est munie d'un **interrupteur à clé intégré** qui bloque le réglage en hauteur (modèle électrique uniquement), et ce afin d'éviter tout danger pour les personnes s'approchant de votre table en votre absence.

GYMNA STABILITY PROFILE - votre premier choix est la stabilité.

- le 'Gymna Stability Profile' ou GSP (Profile de Stabilité Gymna) vous garantit une table de massage développant **un fléchissement minimal en cas de fortes manipulations**.
- une **construction solide et stable**, qui fait que **la puissance de votre manipulation soit maintenue**, sans perte d'énergie.

OPTION ADAPTATION DE LA LARGEUR DES COUSSINS

Le configurateur vous indique si le réglage de la largeur des coussins est possible ou non.

- largeur standard : 67 cm.
- table plus étroite : 60 cm, uniquement possible pour les tables gymna.PRO modèle Q SANS accoudoirs ni supports latéraux.
- table plus large : 77 cm, NON possible pour les tables gymna.PRO modèle Q AVEC supports latéraux.

OPTION ACCOUDOIRS 'ONE CLICK' - une facilité de réglage hors du commun.

- l'unique système 'One Click' règle la position des 2 accoudoirs **simultanément**.
- en descendant, les accoudoirs exécutent **un léger mouvement basculant**, de ce fait les coudes de votre de votre patient s'orientent automatiquement vers l'extérieur.
- ce faisant, en coucher ventral, la posture adoptée par votre patient sera davantage **plus naturelle et détendue**.

(OPTION) OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- une table gymna.PRO MUNIE d'accoudoirs 'One Click' est TOUJOURS pourvue d'une **ouverture pour le visage en forme de cœur** (avec coussin d'obturation) et d'un coussin facial Ergomax.
- une table gymna.PRO SANS accoudoirs peut également être munie d'Ergomax.
- l'ouverture-visage en forme de cœur n'entrave ni les yeux, ni la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est **doux, sans coutures, imperméable, lavable et désinfectable**.
- Ergomax est amovible et **utilisable des deux côtes**, en fonction de la forme du visage de votre patient.

OPTION SUPPORTS LATÉRAUX POUR LE DOSSIER.

- **liberté de mouvement accrue pour vous en tant que kinésithérapeute, ostéopathe, thérapeute manuel ...**
- des **supports latéraux abaissés** font que votre position de travail reste ergonomique à tout moment du traitement; au plus près de votre patient, sans contrainte scapulaire ou dorsale.
- couvrant toute la longueur de la section thoracique, ces supports vous donnent beaucoup de liberté de mouvement.

VOUS CHOISISSEZ LE SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - matériau de qualité élevée.

- **12 couleurs**, allant du classique à l'intemporel en passant par des tons vifs et gais.
- le simili cuir **en PVC** du type 'classic' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ LE SIMILI CUIR 'PREMIUM' - revêtement de qualité supérieure.

- **8 couleurs**, classiques et intemporelles.
- LOOK ET TOUCHER 'VRAI CUIR'
- le simili cuir **en PU** du type 'premium' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'PROGRESSIFS' - fermes et confortables à la fois - pour des manipulations.

- ces coussins ont une épaisseur de 40 mm et **un rembourrage à 2 couches avec une résistance progressive.**
- la couche inférieure a une densité 'consistante' de 100 kg/m³ et présente **la fermeté nécessaire pour effectuer des manipulations.**
- la couche supérieure a une densité 'souple' de 40 kg/m³ afin de **conserver tout confort pour votre patient.**
- les coussins 'progressifs' ont **une finition avec une belle et solide couture 'façon sellier'.**
- les cuirs artificiels "classique" et "premium" sont tous deux possibles.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - des coussins souples et confortables.

- le rembourrage relativement souple des coussins 'linéaires' est **agréable et confortable pour votre patient.**
- ce rembourrage - spécialement pour usage intense - a une épaisseur de 40 mm, la densité est 40 kg/m³.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'PREMIUM'.

- comme les coussins linéaires ci-dessus mais avec une AUTRE finition.
- finition avec une **belle et solide couture 'façon sellier'.**

OPTION COUSSINS CHAUDS - chaleur agréable pour le patient qui le désire.

- deux coussinets chauffants - respectivement intégrés dans le dossier et l'assise - génèrent **une chaleur agréable et confortable.**
- selon les souhaits de votre patient, vous éteignez ou vous allumez le chauffage, et ce par l'intermédiaire d'une télécommande sans fil (Bluetooth).
- vous avez le choix parmi **trois réglages de la température** (34 °C – 36 °C – 38 °C).
- le chauffage est automatiquement coupé après 30 minutes.

COMMANDE I-CONTROL - système intelligent pour le réglage de la hauteur.

- à partir de n'importe quel point situé à la périphérie de la table, **un mouvement de pied suffit pour régler la hauteur de votre gymnopro.**
- i-Control vous permet de régler **'votre' hauteur de traitement optimale** très précisément grâce à deux modes de réglage.
- **le mode continu** pour les amples réglages de la hauteur.
- **le mode start-stop** pour des petites adaptations finies de 1 à 2 cm.
- le cadre de commande I-Control est monté sous le châssis de la table. Il ne gêne nulle part (pour éviter d'éventuels trébuchements) et est néanmoins **accessible sur les 4 côtés de votre table.**
- réglage de la hauteur: env. 47-97 cm.
- capacité de levage maximale: 200 kg.

OPTION ROULETTES - instantanément déplaçable.

- **4 roulettes pivotantes** permettent de déplacer votre table aisément.

- pour placer votre gymna.PRO 'sur roulettes' (et vice versa), il vous suffit de d'actionner la pédale dy système à roulettes (à gauche et à droite du châssis, côté pied).

OPTION ÉCLAIRAGE LED SOUS LE CHÂSSIS.

- choix de **14 couleurs**, télécommande IR spéciale avec bouton ON/OFF.
- crée une atmosphère agréable dans votre cabinet, luminosité réglable.
- fournit également un support fonctionnel : lumière verte = vers le haut, lumière rouge = vers le bas.

Spécifications

- Dimensions (L x l) : 206 x 67 cm
- Poids :
 - Q4 : 104 kg
 - Q6 : 106 kg
 - Q8 : 109 kg
- Réglage en hauteur : 47 - 97 cm
- Capacité de levage : max. 200 kg