

# Veroval Famille thermomètre infrarouge 3 en 1

***gymna***

Art: 9008120 | Marque: [HARTMANN](#)



## Informations sur le produit

Le thermomètre Veroval 3 en 1 offre un moyen précis et confortable de suivre la fièvre. Grâce à sa technologie infrarouge avancée, il mesure la température corporelle via le front ou l'oreille, et vérifie également rapidement la température des surfaces telles que les liquides et les bouteilles. Idéal pour une utilisation dans les cabinets médicaux comme à la maison.

## Pourquoi choisir le Veroval 3-in-1 ?

- **Trois méthodes de mesure en un seul appareil:** oreille, front et surface.
- **Mesure rapide:** résultat en une seconde
- **Testé cliniquement** pour une précision et une fiabilité élevées
- **Convivialité:** grand écran et utilisation facile. La couleur de l'écran donne une indication.

## Applications

Le thermomètre convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Les options de mesure multifonctionnelles permettent de vérifier facilement les températures dans diverses situations, de la surveillance de la fièvre à l'évaluation de la température des fluides.

## Spécifications

- Méthode de mesure : infrarouge
- Plage de mesure du corps : 34 - 42,2 °C
- Durée de la mesure : quelques secondes
- Grand écran clair Étui de rangement inclus