

Nohrd Sprintbok V.2 - tapis roulant autonome - chêne

Art: 566912 | Marque: **NOHRD**

gymna

5 999,40 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Avez-vous vraiment besoin d'un moteur pour courir ? Le Sprintbok, notre premier tapis roulant courbé auto-propulsé en bois, vous permet de retrouver votre course " naturelle " - à votre rythme. Ce tapis roulant n'a pas de limites : courir aussi vite que vous le pouvez, mais aussi (apprendre à) marcher à une vitesse minimale grâce à la technique innovante :

- Châssis de premier niveau en bois massif de noyer ou de chêne : assure un amortissement supplémentaire des vibrations.
- 62 lames de bois sur la courroie d'entraînement en caoutchouc pour un mouvement souple et presque sans retenue.
- La surface de la bande de roulement courbée donne toujours la sensation de marcher à plat.
- Aucun moteur :
 - L'utilisateur détermine lui-même sa vitesse.

- 30% de consommation de calories en plus par rapport au fonctionnement motorisé.
- Accroissement plus rapide de la masse musculaire.
- Silencieux : La courroie en caoutchouc et le bois amortissent toutes les vibrations.
- Très lisse : marche exactement comme à l'extérieur.
- Support à mains en métal courbé
- Ecran LED:
 - fonctionne sur secteur.
 - affiche les performances (vitesse, distance, temps, calories)
 - connexion à l'appli Norhd possible (tablette non inclus).
 - mesure cardiaque via ANT+ ou bluetooth

Avantages :

- Pas besoin d'électricité.
- La forme courbe stimule la marche naturelle : l'appui de l'avant et du milieu du pied est la technique de course la plus efficace. Elle permet automatiquement une meilleure posture du dos et du cou.
- Convient pour la marche, mais aussi pour le sprint.
- Parfait pour l'entraînement par intervalles : réglage rapide de la vitesse.
- écologique : en bois issu d'une sylviculture durable, ceinture en caoutchouc naturel.
- Sans entretien : Ne nécessite pas de lubrification.
- Amortissement parfait des vibrations : silencieux, mais aussi sécurisant.

Détails techniques

- dimensions : 180x86x175 cm
- Surface de marche : 160x45 cm
- Poids : 125 kg
- Poids max. utilisateur : 160 kg
- 2 roues de transport