

Eucerin pH5 lotion lavante recharge - 400 ml

gymna

Art: 9405022 | Marque: **EUCERIN**



Informations sur le produit

EUCERIN PH5 LOTION LAVANTE est un nettoyant pour **les peaux sèches et sensibles**. Apporte du confort à la peau et la protège du dessèchement, même en cas de lavage régulier.

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

- formule **sans savon alcalin**, avec du Dexpanthénol
 - le Dexpanthénol est une substance polyvalente, hydratante et cicatrisante souvent utilisée dans les produits de soins de la peau et les applications médicales.
- convient pour un **usage quotidien sur le visage et le corps**.
- la formule douce et protectrice avec le système pH Balance aide la peau à maintenir un niveau de pH optimal, préservant ainsi la barrière naturelle de la peau.
- ce produit respecte le microbiome de la peau en n'affectant pas son équilibre naturel
- **convient aux bébés à partir de 1 mois**.