

Piste de sprint essentielle indoor - avec chiffres +

gymna

START - tufté - 10 x 1.33 m - bleu

Art: 581167



Informations sur le produit

Les **pistes de sprint essential indoor** sont un complément parfait à votre salle d'exercice !!!

Avec leur excellente adhérence et leur résistance extrême à l'usure, ces pistes sont idéales pour un usage professionnel

- Avec marquage des lignes, START et numéros.
- Fibres blanches tuftées à la machine qui sont la meilleure option pour garder ta piste en pleine forme (ils ne sont ni peints ni collés).
- Choix de 5 couleurs de base
- 2 largeurs possibles : 1,33 m ou 2 m
- 3 longueurs possibles : 10 - 15 ou 20 m

Spécifications

Matériau

- Matériau d'empilage : 100 % polyéthylène (résistant aux UV)
- Méthode de fabrication : tufté
- DTEX : 5 500 DTex
- Dos : Polypropylène (dos renforcé en polaire)

- Fabriqué en une seule pièce (non collé ni coupé)

Caractéristiques techniques

- Hauteur des poils : 15 mm
- Poids total : 1 850 gr/m²
- Mètre : 1/7"
- Nombre de points : +- 81.900 m²
- Stabilité aux UV : 1.000 KLY

Vous souhaitez poser la voie vous-même ? Alors regardez [la vidéo de montage](#).