

Marteau à réflexe Babinsky

gymna

Art: 5305449 | Marque: [RIESTER](#)



Informations sur le produit

Le marteau à réflexe babinsky est réglable dans les deux sens et équipé d'une tête ronde. Le manche est en acier inoxydable pour plus de durabilité et de longévité.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Réglable dans les deux sens
- Équipé d'une tête ronde
- 140 g
- Acier RSV

CONTENU

- 1x marteau à réflexe Babinsky