

# Mini Wright débitmètre de pointe - adulte

**gymna**

Art: 9260162



## Informations sur le produit

Le MINI-Wright est le débitmètre de pointe le plus fiable au monde et aide à diagnostiquer et à surveiller les affections respiratoires telles que l'asthme, la bronchite chronique et l'emphysème.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Calibré individuellement pour plus de précision
- Valve unidirectionnelle intégrée
- Boîtier solide pour des années de résultats fiables
- Version basse développée pour une utilisation chez les enfants et les adultes avec des débits plus faibles
- Mini-débitmètre Wright Peak avec échelle rouge Gamme standard/bas de gamme Wright
- L'entraîneur Windmill peut être fixé aux modèles Standard et Low Range. Il permet d'enseigner aux enfants de moins de 10 ans une technique de débit de pointe appropriée

### OPTIONS

- Standard MINI-WRIGHT
- Gamme basse
- Entraîneur de moulin à vent

### CONTENU

- Emballé par pièce.