

# Genouillère Push Sports M

Art: 243102 | Marque: **PUSH SPORTS**

**gymna**

**101,80 €**

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Une légère sensation d'instabilité au genou ? Besoin d'un soutien supplémentaire quand vous faites du sport ? Vous souffrez de douleurs au repos après une opération du ménisque ou une blessure ligamentaire ? Nous avons la solution : la Genouillère Push Sports. La genouillère soutient le genou de manière incomparable grâce aux charnières à ressort à lames qui se trouvent de chaque côté du genou. La genouillère empêche les mouvements latéraux, tout en ne gênant pas les mouvements de flexion et d'extension du genou. L'utilisation de cette sorte de charnières permet de stabiliser l'articulation du genou de manière optimale sans que vous ne soyez gêné pendant que vous faites du sport. Le bandage comporte une pelote en forme de U qui est positionnée autour de la rotule et contribue à sa stabilisation. Parfaitement ajustée, la genouillère est très fine et peut donc être portée sous des vêtements de sport. **INDICATIONS**

- En cas de sensation d'instabilité

- En cas d'instabilité au repos après une blessure aux ligaments rotuliens
  - En cas d'arthrose avec une légère instabilité
  - En cas de syndrome douloureux fémoropatellaire : douleurs au niveau de la rotule
  - En cas de lésion méniscale
- 
- + Apporte un soutien latéral en cas d'instabilité de la rotule
  - + Offre la possibilité de régler la pression de manière individuelle au niveau du genou
  - + Les charnières à ressort à lames de chaque côté du genou suivent la flexion naturelle du genou
  - + La pelote en forme de U contribue à la stabilisation de la rotule
  - + Se maintient très bien en place
  - + Est très fine
- 
- Offre un soutien modéré de l'avant vers l'arrière