

Housse désinfectable Gymna.PRO Ergomax - Soft **gymna**

Touch HygiènePRO - gris foncé/charcoal

Art: 576795 | Marque: [HYGIENEPRO](#)



Informations sur le produit

Désinfection facile d'une housse en tissu avec **un grand confort de couchage** ?

Cela est possible grâce à la couche résistante à l'humidité à l'intérieur et au tissu très doux à l'extérieur.

Tous les liquides et les saletés sont retenus. Cela permet de désinfecter sans problème la housse avec un spray alcoolisé.

Sueur, crème de massage, sang, humidité, ... vous les essuyez avec un morceau de papier ou une serviette. La couverture est **résistante aux taches!**

Spécifications

- Housse sur mesure pour la table de traitement Gymna Pro avec ouverture nasale Ergomax
- La housse n'est pas élastique, mais possède une bordure élastique pour un ajustement optimal.
- Sensation de douceur pour s'allonger très confortablement
- Protège la table contre les contraintes mécaniques
- Protège la table contre les agents chimiques
- La sueur peut être enlevée et nettoyée immédiatement
- Lavage en machine à 30 degrés
- Sécher à l'air. Évite d'utiliser un sèche-linge.
- 2 couleurs : gris clair et gris foncé