

Collier Cervical Push med 1 - H10

gymna

Art: 226201 | Marque: **PUSH**



Informations sur le produit

Le Collier Cervical Push med soutient efficacement la colonne vertébrale grâce à sa forme anatomique et à l'utilisation d'une mousse semi-rigide. Le collier cervical contient un élément détachable fournissant un soutien supplémentaire. Cet élément reste sur le sternum et la mâchoire pour un soutien efficace. Le collier peut également être utilisé sans élément de renforcement si l'on désire un soutien plus léger. Cela peut être le cas durant le sommeil ou au cours d'un traitement. Sa forme anatomique et l'utilisation de matières gardant la peau sèche assurent le grand confort du collier cervical. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le Collier Cervical Push med est facile à appliquer et peut être lavé sans précaution particulière. **INDICATIONS**

- Traitement de suite du coup de fouet cervical
 - Blessures aiguës au cou
 - Phase postopératoire après chirurgie des vertèbres cervicales
 - Hernie cervicale HNP
 - Arthrose cervicale
 - Arthrose cervicale avec syndrome pseudo-radiculaire
-
- + Préformé anatomiquement.
 - + Matière douce, confortable et qui conserve sa forme.
 - + Tissu qui évacue l'humidité.
 - + Contient une renfort ferme amovible pour un soutien supplémentaire.
 - + Lavable en machine.