

# Kwell Soft Kettlebell - tissu - 4 kg

Art: 578970 | Marque: KWELL

**gymna**

70,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Le Soft Kettlebell de Kwell est une alternative originale à l'entraînement conventionnel avec kettlebell.

- grâce aux kettlebells **en tissu souple**, tout le monde peut s'exercer de manière agréable et sûre.
- l'alternative par excellence aux kettlebells métalliques, indispensable pour les débutants, mais aussi très utile pour l'entraînement des athlètes (de haut niveau).
- matériau de qualité, confortable au toucher, beau et durable.
- évite d'endommager les sols, les murs, ....
- disponible en 4, 6, 8 et 10 kg.