

Desmotec Black combo - V.mini et D.black

gymna

Art: 578038 | Marque: [DESMOTEC](#)



Informations sur le produit

Le **Desmotec Black combo** est un 'pack de départ' pour chacun qui veut commencer avec l'entraînement iso-inertiel. Le pack se compose de 2 appareils: **le V.mini black et le D.black**, tous les deux en finition **noir**. Le D.black est légèrement différent au D.sport classic (art. 578.007).

Le **Desmotec V.mini black** est un appareil d'entraînement iso-inertiel/pouliothérapie compact et portable, pouvant s'appeler L'APPAREIL DE BASE' pour l'entraînement par volant d'inertie ou le flywheel.

- pour des exercices en chaîne fermée et ouverte.
- utilisant la technologie du volant d'inertie avec des disques de poids.
- des dimensions réduites, le faible poids et les nombreuses options de fixation; in- ou outdoor.

Le **Desmotec D.black** est l'appareil iso-inertiel le plus compacte pour les **membres inférieurs**:

- principalement utilisé pour des exercices en **chaîne fermée**.
- utilisant la technologie du volant d'inertie avec des disques de poids.
- portable et polyvalent, in - ou outdoor.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- convient à tout le monde, **aux personnes faibles et très fortes**.
- plusieurs possibilités de fixation pour le V.mini:
 - fixation pour espalier: se monte sur tout type d'espalier.
 - fixation murale: pour le montage contre un mûr.
 - fixation universelle: montage avec des sangles autour d'une structure fixe avec un grand diamètre (poteau, arbre, ...).
 - fixation pour le sol: pour monter le V.mini dans le sol (herbe, sable, neige, ...).
 - fixation rigide: montage autour d'une structure fixe avec un petit diamètre (appareil de musculation. table de massage, ...).

- différents accessoires possibles selon l'exercice.
- grande liberté de mouvement, indépendant de la gravité.
- les appareils sont fait sans électroniques et capteurs de puissance.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

V.mini:

- poids: 3 kg
- diamètre: 30 cm
- Accessoires inclus: 1 x sangle universelle, set de disques (2 x large), 1 x double poulie pour doubler la résistance, 1 x fixation murale.

D.black:

- poids: 20 kg
- dimensions (L x l x h): 95 x 85 x 30 cm.
- set de disques (2 x large, 1 x medium), 1 harnais lombaire

Conforme à la directive médicale européenne 2017/745, classe 1a.

- + Léger et compact, peut être emporté et utilisé sur le terrain.
- + Installation rapide.
- + Différents options de fixation.
- Pas de feedback via tablette.
- Pas possible de faire un test isométrique.