

Toorx Disque de poids olympique en caoutchouc

gymna

50mm - avec poignées - 1,25 kg

Art: 581543



Informations sur le produit

De **Toorx Olympische halterschijven** zijn ideaal voor professioneel gebruik in de praktijk of fitnessruimte. Deze rubberen schijven zijn geschikt voor 50 mm stangen, beschermen de vloer tegen krassen en liggen stevig in de hand dankzij de geïntegreerde handvatten.

Het wisselen van gewichten gaat soepel door de verstevigde metalen ring in het midden. Bovendien kan je de schijven ook los gebruiken voor oefeningen zoals tricep extensions of bicep curls.

Beschikbare gewichten & afmetingen:

- 1,25 kg – Ø 160 mm x 24,5 mm
- 2,5 kg – Ø 200 mm x 34 mm
- 5 kg – Ø 240,5 mm x 44 mm
- 10 kg – Ø 370 mm x 38 mm
- 15 kg – Ø 405 mm x 41,5 mm
- 20 kg – Ø 440 mm x 47 mm
- 25 kg – Ø 440 mm x 54 mm