

compression (hot/cold)

Art: 580760 | Marque: [GAME READY](#)



Informations sur le produit

Le Game Ready Med4 Elite combine la chaleur, le froid et compression en un seul appareil. En moins d'une minute, la température passe du refroidissement maximal (3°C) au réchauffement maximal (45°C), ce qui le rend extrêmement adapté à la thérapie de contraste chez les athlètes ou aux applications médicales.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 4 modes de traitement en 1 seul appareil:
 - froid sans glace - température minimale de 3°C
 - application de chaleur contrôlée - température maximale de 45°C
 - contraste rapide : passage du froid maximum au chaud maximum ou vice versa en moins d'une minute
 - compression intermittente : 5 - 75 mm Hg en 4 niveaux
- configuration et interface utilisateur très intuitives
- possibilité de traiter deux patients en même temps
- compatible avec tous les manchettes Gameready

Spécifications

- Dimensions (l x l x h) : 83 x 63 x 109 cm
- Poids : 78 kg

- 2 options de connexion
- 4 roulettes verrouillables