

# Tonkey GymnastikBall - ballon d'exercice/assis - 53 **gymna**

**cm - rouge**

Art: 585718 | Marque: [TONKEY](#)



## Informations sur le produit

Le **Tonkey GymnastikBall** est un ballon d'exercice et d'assis fabriqué en Flexton Silpower, un matériau breveté qui rend le ballon **lisse et doux** au toucher. De plus, il est doté d'un dispositif de sécurité supplémentaire : **un système anti-éclatement**. En cas de dommages accidentels dus à de petites coupures ou à des trous, le ballon se dégonfle lentement et n'explose pas.

## Spécifications

- Idéal pour de nombreuses applications : de la réhabilitation à la fitness en passant par le sport.
- Capacité de charge : 400 kg
- Disponible en 4 couleurs (rouge, bleu, vert, gris) et 5 tailles (42 - 55 - 65 - 75 - 95 cm)  
--> 95 cm seulement disponible en gris
- Fabriqué en Italie
- Contenu de la boîte: ballon d'exercice/siège + 2 bouchons + 1 valve - (sans pompe)
- MDR classe 1

**ES** *conveniente a las longitudes de cuerpo de 195 a 175 cm*