


Electrode autocollante Easysnap - 1 connecteur - Compex - 5 x 10 cm (Pack 20 pcs) - noir

gymna

Art: 579840 | Marque: COMPEX

99,99 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Les électrodes adhésives réutilisables "Easysnap" de Compex sont des électrodes autocollantes de haute qualité pour l'électrostimulation et le TENS.

- Easysnap : avec connecteur à pression pour les électrostimulateurs sans fil Compex (tels que Compex Fit 5.0 et Compex SP 8.0).
- Les électrodes autocollantes se collent directement sur la peau.
- Les électrodes sont sans latex.
- Taille: 5 x 10 cm.
- Couleur: noir.
- Deux électrodes dans un paquet, lot de 10 paquets.