

**Leukotape K - tape kinésiologique - 5 cm x 5 m -**

***gymna***

**beige**

Art: 505605 | Marque: [BSN](#)



## Informations sur le produit

Tape élastique, kinésiologique, avec une élasticité de 130-140 % qui correspond à l'élasticité naturelle de la peau humaine. Très confortable et sans latex. Ce tape se diffère des autres marques par un pouvoir adhésif très fort. Applications possibles : thérapies de réduction de la douleur, affections de ligaments et articulations, entorses, contusions, soutien fonctionnel lors de lésions musculaires, etc... Longueur de 5 m, disponibles en 2 largeurs et 4 couleurs, conditionné individuellement.