

Lactate Plus - mallette

gymna

Art: 576180



Informations sur le produit

Mallette de rangement professionnelle pour l'équipement de mesure du lactate

Cette mallette rigide professionnelle est idéale pour ranger et organiser en toute sécurité ton équipement de mesure du lactate, tes accessoires et tes fournitures pendant les entraînements, les tests ou l'utilisation mobile. La mallette est conçue avec une coque robuste et un insert en mousse, de sorte que ton équipement est bien protégé contre les chocs et les glissades pendant le transport.

L'intérieur intelligent (insert) permet de s'assurer que chaque article - comme les compteurs, les bandelettes, les solutions de contrôle et les lancettes - a une place fixe, ce qui rend ton flux de travail ordonné et efficace.

Mallette rigide professionnelle

- Comprend un insert en mousse pour un rangement organisé
- Livrée sans contenu (matériel et accessoires non inclus)

C'est une excellente solution si tu veux transporter ou ranger ton ensemble de mesures de manière compacte, organisée et protégée.