

BH i.Nexor dual hometrainer

Art: 564225 | Marque: BH

gymna

599,40 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le BH i.Polaris Dual est un vélo-ergomètre, adapté à un usage domestique. Les caractéristiques uniques de ce vélo en font le vélo d'appartement idéal.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- Châssis robuste, adapté aux utilisateurs jusqu'à 130 kg
- Selle en gel XXL très confortable - position de la selle réglable (verticalement et horizontalement)

- Guidon en forme de U inclinable pour une position assise optimale.
- Résistance magnétique, volant d'inertie équivalent à 8 kg.
- 24 niveaux de résistance, réglables au moyen de touches sous l'écran .
- Mesure du rythme cardiaque par les poignées ou par une ceinture thoracique Bluetooth (pas incluse).
- Support de tablette sous le display.
- Porte-bidon.
- Pédales auto-réglables avec sangles pour les pieds.
- 4 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
 - moniteur LCD monochrome
 - 1 programme manuel
 - 12 programmes prédéfinis (profils)
 - 1 programme de watt constant (50 – 280 Watts)
 - 1 utilisateur librement programmable
 - 4 programmes de contrôle du rythme cardiaque
 - 1 test d'aptitude
 - Paramètres : vitesse (km/h), temps, distance, RPM (tr/minute), puissance, fréquence cardiaque (ceinture thoracique non comprise), calories.
- i.Concept technology : cette fonction relie le vélo aux applications de fitness sur votre smartphone ou tablette. Cela en fait le moniteur de votre appareil : téléchargez des applications telles que Kinomap, Fitconsole, Pear, ... et transformez votre entraînement en entraînement interactif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions L x l x h : 101 x 55 x 142 cm
- Poids : 32 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 130 kg.