

Ergofit Cycle 407 MED - anthracite

gymna

Art: 505310 | Marque: [ERGOFIT](#)



Informations sur le produit

L'ERGOFIT CYCLE 407 MED est un **vélo-ergomètre** pour la **rééducation**, l'entraînement ou l'entraînement sportif cardiovasculaires efficaces.

Vélo très solide et stable pour un **usage médical** extrêmement précis (MED).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **enjambée très large et basse.**
- entraînement selon le rythme cardiaque (ceinture Polar avec émetteur fournie).
- commande simple à l'aide de 4 touches.
- volant d'inertie massif pour une sensation optimale du coup de pédale.
- portée : **charge de départ faible** : 0 - 400 W par incrément de 5 W.

- régime : 20 - 120 tr/min.
- charge max. : 180 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- possibilités d'entraînement :
 - manuel, décompte manuel,
 - selon le rythme cardiaque, décompte selon le rythme cardiaque,
 - profils de l'Organisation mondiale de la Santé.
- simulation indépendante du régime.
- selle réglable horizontalement et verticalement.
- **précision 5 % DIN VDE 750-238 (MED).**
- langue à sélectionner sur l'écran.
- classe de sécurité et type d'isolation : classe I type B (MED).
- MED : conforme à la Directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE, MDD classe IIa.

Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 120 x 62 x 140 cm
- Poids: 55 kg
- Poids de l'utilisateur max.: 180 kg