

Blackroll Booster head box

Art: 577144 | Marque: BLACKROLL

gymna

143,50 € 205,00€

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le BLACKROLL BOOSTER HEAD BOX permet le **massage myofascial classique combiné aux nombreux avantages des vibrations intenses et des différentes têtes**. L'effet du massage est renforcé, les muscles se détendent et la douleur diminue. Après avoir reçu les instructions adéquates du kinésithérapeute, le patient pourra utiliser le BLACKROLL BOOSTER lui-même (auto-massage). BLACKROLL BOOSTER, BLACKROLL SLIM et les différentes têtes combinés dans une seule boîte.

- Idéal pour l'activation musculaire, la régénération et le traitement des points de douloureux.
- Les transmetteurs BOOSTER HEAD permettent des traitements profonds, ponctuels et de surface.
- Le BLACKROLL SLIM permet un massage profond et intense.
- Les vibrations réglables en continu entre 12 et 56 Hz grâce à la technologie Vibra Motion. La fréquence détermine s'il s'agit d'un effet d'activation ou de récupération.

BLACKROLL BOOSTER HEAD

- maintenant, traitez les points de douleurs et autres points difficiles à atteindre très facilement.
- la pression et vibrations simultanées augmentent la circulation sanguine.
 - augmente la circulation sanguine.
- des attaches de différentes formes et tailles de dureté.
 - les différents degrés de dureté des têtes - ainsi que les vibrations réglables en continu - assurent l'intensité la plus favorable dans n'importe quel traitement.
- peut être monté à trois angles différents selon vos besoins (0°, 45° et 90°).
- idéal pour les zones difficiles d'accès comme le cou et les hanches.

UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS EN KINÉSITHÉRAPIE

- relâchement myofascial.
- mobilité accrue des muscles.
- raideur et tension musculaires réduites.
- irrigation sanguine améliorée.
- prévention des blessures.
- régénération musculaire.
- drainage lymphatique.
- aide à soulager les symptômes aigus et chroniques.

PRODUIT DE QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.

CARACTÉRISTIQUES

- BOOSTER HEAD BOX inclus: BLACKROLL BOOSTER, BLACKROLL HEAD et BLACKROLL SLIM rouleau de massage (plus mince et plus intense que le BLACKROLL STANDARD).
- BOOSTER HEAD contient 1 x manchon intermédiaire, 1 x crochet, 3 x tête de dureté différente.
- dimensions : BLACKROLL BOOSTER 30,5 x 6 cm - BLACKROLL SLIM rouleau de massage 30 x 10 cm
- poids : 1800 g.
- chargement par chargeur USB (inclus dans le kit).
- livré avec carnet d'instructions et exemples d'exercices.