



Informations sur le produit

Aangename warmte met één druk op de knop — precies waar je die nodig hebt.

De **THERMO PAD** levert constante diepe warmte van 43°C en begeleidt je discreet door de dag – op kantoor, thuis of onderweg. In tegenstelling tot klassieke chemische warmtepleisters werkt de **THERMO PAD** met constante elektrische diepe warmte: gelijkmatig, herbruikbaar en huidvriendelijk.

Waarom 43 °C?

Een temperatuur van ongeveer 43 °C wordt beschouwd als optimaal voor een effectieve en tegelijkertijd veilige warmtetoepassing. Het is hoog genoeg om:

- de doorbloeding gericht te stimuleren
- de spieren te ontspannen
- een aangenaam, diep warmtegevoel te creëren

Tegelijkertijd blijft deze temperatuur goed verdragen door de huid.

De THERMO PAD houdt deze temperatuur constant – zonder sterke schommelingen of ongecontroleerde warmteontwikkeling.