Toorx entraîneur en suspension workout pro

gymna

Art: 581615 | Marque: TOORX



Informations sur le produit

Cet **entraîneur de suspension fonctionnel** offre une solution intelligente et portable pour un entraînement complet où que tu sois.

- solution d'entraînement tout-en-un: renforce tous les groupes musculaires
- convivial et sûr: grâce au système de verrouillage sécurisé, vous ajustez la longueur de la ceinture les sangles sont marquées facilement et fermement
- léger et compact: environ 1 kg, ensemble fourni dans une mallette de transport pratique
- matériaux durables: nylon et acier de haute qualité pour une utilisation intensive
- l'ensemble complet se compose de :
 - des sangles en nylon à longueur réglable avec marquage et mousqueton
 - 2 poignées ergonomiques multi-grip recouvertes de mousse
 - ancre de porte
 - 2 mousquetons
 - sac de transport
- poids max. de l'utilisateur : 150 kg