

Thera-Trainer - Coro 576

gymna

Art: 561300.N | Marque: [THERATRAINER](#)



Informations sur le produit

[Demandez votre démo gratuite ici !](#)

Le THERA-TRAINER CORO est un **entraîneur d'équilibre** destiné aux **patients qui peuvent se tenir debout** et faire quelques pas seuls, mais qui présentent un risque de chute accru.

Dans le Thera-Trainer Coro, le patient peut **s'entraîner à l'équilibre et à faire des pas** - en toute sécurité.

- **installation très facile et rapide du patient**, en moins d'une minute.
- l'unité est facile à déplacer grâce à ses 4 roulettes verrouillables.
- la grande base antidérapante rend les exercices dynamiques encore plus faciles.
- conception anti-chute: garantit une flexibilité maximale dans l'amplitude des mouvements avec un risque de chute minimal.
- grâce à un ressort à gaz dynamique, la résistance et l'amplitude du mouvement peuvent être réglées en un rien de temps.
- Thera-Soft:
 - en combinaison avec le logiciel Thera-Soft, le patient peut se rééduquer avec des exercices motivants.
 - le logiciel permet également l'évaluation de l'équilibre et la documentation des résultats par patient.

Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 122 x 93 x 92-130 cm
- Poids: ca. 77 kg

- Poids de l'utilisateur max.: 140 kg
- Taille du patient: 135 - 200 cm