

Toorx Disque de poids olympique en caoutchouc

gymna

50mm - avec poignées - 10 kg

Art: 581546



Informations sur le produit

Les **plaques de poids olympiques Toorx** sont idéales pour une utilisation professionnelle en cabinet ou en salle de sport. Adaptés aux barres de 50 mm, ces disques en caoutchouc protègent le sol des rayures et reposent fermement dans la main grâce aux poignées intégrées.

Le changement de poids se fait en douceur grâce à l'anneau métallique renforcé situé au milieu. De plus, tu peux aussi utiliser les disques séparément pour des exercices tels que les extensions de triceps ou les curls de biceps.

Poids et tailles disponibles:

- 1,25 kg - Ø 160 mm x 24,5 mm
- 2,5 kg - Ø 200 mm x 34 mm
- 5 kg - Ø 240.5 mm x 44 mm
- 10 kg - Ø 370 mm x 38 mm
- 15 kg - Ø 405 mm x 41,5 mm
- 20 kg - Ø 440 mm x 47 mm
- 25 kg - Ø 440 mm x 54 mm

Spécifications

- Matériau : caoutchouc
- Diamètre de montage : 50 mm

- Type : disque de poids en caoutchouc avec poignée
- Conditionnement : à l'unité
- Couleur : noir