

Toorx Coussin pour barre de hip thrust – 40 x 18 cm **gymna**

Art: 581562 | Marque: TOORX



Informations sur le produit

Le **coussin pour haltères Toorx** offre une protection et un confort maximums pendant les exercices avec haltères. Avec un diamètre de 18 cm et une longueur de 40 cm, ce coussin est idéal pour les poussées de hanche et autres exercices où la barre repose sur le corps.

Le noyau en caoutchouc robuste répartit uniformément la pression, ce qui rend ta séance d'entraînement plus confortable et plus sûre. Grâce à la doublure PE imperméable, le coussin est résistant à l'humidité et à la sueur, et facile à nettoyer. Cela garantit une solution hygiénique et durable pour une utilisation intensive.

Spécifications

- Convient pour les poussées de hanche et divers exercices avec haltères
- Dimensions : 40 x 18 x 18 cm
- Poids : 0,6 kg
- Répartition confortable de la pression pendant les levées lourdes
- Doublure PE imperméable : hygiénique et facile à nettoyer
- Matériau : caoutchouc
- Couleur : noir