

Sangle élastique 4D PRO - Rouge/medium (2 pcs)

gymna

Art: 577455 | Marque: 4D PRO

97,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

UNE paire de sangles de résistance élastiques SUPPLEMENTAIRES - rouge/medium - pour 4D PRO ReAction trainer est à conseiller en cas :

- d'emploi fréquent.
- d'un poids corporel à partir de 77 kg.

DEUX paires de sangles élastiques SUPPLEMENTAIRES - rouge/medium - sont à conseiller en cas :

- d'un poids corporel à partir de 100 kg.

Egalement livrable : paire de sangles de résistance élastiques blanches (50 % moins de résistance que les sangles rouges) - art. 577.457.

- pour enfants jusqu'à 40 kg.
- permettent de déterminer la résistance plus précisément en combinaison avec 1 ou 2 sangles de résistance rouges.