

Toorx Professional Shoulder press

gymna

Art: 581402 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Shoulder press** est un appareil de musculation pour l'entraînement des muscles de l'épaule et du bras. Le **système de levier de poussée convergeant indépendamment** donne à l'utilisateur un contrôle total sur le mouvement et entraîne les deux bras séparément. Grâce à son design et à sa facilité d'utilisation, cet appareil est parfait pour une utilisation dans un cabinet de kiné ou dans un cadre de rééducation. Les principaux muscles sollicités sont le mm. Deltoideï, m. Trapezius et m. Triceps brachii.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **le mouvement des bras est indépendant**, avec des poignées convergentes pour une ergonomie maximale.
- **options de réglage**: hauteur d'assise à 18 niveaux avec support de ressort à gaz, coussin de dossier à 5 positions.
- **construction robuste**: cadre en tubes d'acier ovales (50 x 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre** résistant aux rayures.
- **pile de poids** : poids en acier de 100 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection, par 5 kg.
- **système de poulies**: transmission par câbles en acier tressé de 5 mm d'épaisseur, très solide et durable, capacité de charge maximale jusqu'à 1500 kg.
- **rembourrage confortable**: la chaise est équipée de coussins à haute densité avec un revêtement en PU.
- **normes de sécurité**: conforme à la norme EN20957-1/ EN957-2 classe S.

Montage : niveau 1

Spécifications

- Dimensions (L x l x h) : 167,5 x 144,4 x 160,2 cm
- Poids : 252 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Empilement de poids : 100 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg