

Steri-Strip - 6 x 75 mm (50 x 3 pcs)

gymna

Art: 9985188 | Marque: [SOLVENTUM](#)



Informations sur le produit

Les Steri-strip de 3M sont des **sutures cutanées adhésives** conseillées en cas de plaies superficielles.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- Bandelettes avec sparadrap microporeux
- Couche adhésive hypoallergénique
- Placement/retrait des bandelettes indolore
 - Convient parfaitement à la pédiatrie
- Emballées dans des enveloppes en plastique
- Résistant même en milieu humide
- Laisse respirer la peau.

INDICATION : Indiquées pour la fermeture de plaies superficielles. **CONTENU :** 1 boîte = 3 x 50 pcs.