



Informations sur le produit

Dans le Wellsystem Médical Plus, les jets d'eau chaude offrent différents mouvements de massage pour un massage corporel apaisant, de la tête aux pieds.

- La pression des jets d'eau est réglable de 0,5 à 4,0 bars.
- La température de l'eau est réglable de 25 à 40 °C.
- La longueur du corps est réglable.
- La vitesse de massage est réglable.

La chaleur de l'eau pénètre jusque dans les tissus les plus profonds et stimule l'irrigation sanguine, sans alourdir celle-ci. La puissance douce de l'eau active le métabolisme, détend la musculature et dissipe les courbatures et contractions. Wellsystem Médical Plus représente la préparation idéale pour vos traitements ultérieurs, tels que traitement manuel, manipulations, étirements ou physiothérapie. L'alliance de la puissance de l'eau et de la chaleur constitue un concept thérapeutique unique, aux effets positifs multiples :

- Soulagement de la douleur.
- Relaxation musculaire.
- Optimisation de la tension musculaire.
- Stimulation de l'irrigation et du métabolisme.
- Déblocage veineux et lymphatique.
- Relaxation du tissu conjonctif sous-cutané, etc.

Sélection des zones de massage :

- Intégralité du corps.
- Dos.
- Epaules.
- Lombaires.
- Jambes.

- Massage par section, sélection libre.
- Massage ciblé, sélection libre.

Types de massage : les jets hydrauliques bougent de manière indépendante, offrant ainsi différentes possibilités de massage :

- Massage parallèle.
- Massage en miroir.
- Massage circulaire.
- Massage lissant parallèle.
- Massage pulsé.

6 massages préprogrammés :

- Intégralité du corps.
- Intégralité du dos.
- Haut du dos.
- Bas du dos.
- Hanches / cuisses.
- Hanches / jambes complètes.

Le Wellssystem Médical Plus occupe moins de 2,3 m². L'appareil peut être équipé en option d'un Wellssystem SPA créant une bulle de détente sensorielle composée d'eau, de lumière, d'air, de couleurs, d'arômes et de sons.