

Toorx Professional Station jungle - 4 piles

gymna

Art: 576580 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Jungle station** est une tour de force polyvalente avec 4 piles de poids distinctes pour l'entraînement de tous les groupes musculaires. Les piles de poids et les accessoires varient en fonction du côté choisi. Grâce à son design, son encombrement réduit et sa facilité d'utilisation, cet appareil est parfait pour une utilisation dans un cabinet de kiné ou dans un cadre de rééducation.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **4 stations distinctes:**
 - poulie simple : 70 kg
 - lat machine : 95 kg
 - banc à rameur : 102,5 kg
 - triceps : 60 kg
- **accessoires inclus:** poignée, barre de latissimus, corde à triceps et poignée double
- **construction robuste:** cadre en tubes d'acier ovales (50 x 100 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre épais** pour résister aux rayures.
- **pile de poids:** varie selon les stations, de 5 ou 5 et 7,5 kg.
- **système de poulies:** transmission par câbles en acier tressé avec revêtement en polyuréthane.
- **rembourrage confortable:** chaise finie avec des coussins à haute densité avec revêtement en PU.
- **normes de sécurité:** conforme à la norme EN20957-1/ EN957-2 classe S.

Montage : niveau 7

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 358 x 188 x 228 cm
- Poids : 553 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 150 kg
- Empilement de poids : 1 x 60 kg, 1 x 70 kg, 1 x 95 kg, 1 x 102,5 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg et 7,5 kg