

Moor Pack - Qines - 30 x 40 cm

Art: 326271 | Marque: **QINES**

gymna

29,25 € 32,50 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le QINES MOOR PACK est une **compresse chaude durable et réutilisable** - également **à utiliser en tant que compresse froide** - remplie de 'turfmoor' naturel. Le turfmoor est obtenu en moulant, filtrant, dégermant et séchant la boue spécifique.

VOS PATIENTS RESENTIRONT À COUP SÛR UNE CHALEUR EFFICACE ET TRÈS AGRÉABLE

- une **conductibilité de chaleur constante** est garantie.
- ces compresses sont **30 % plus efficaces** que les compresses traditionnelles au gel synthétique.

HAUTE QUALITÉ

- la feuille en matière synthétique est solide, durable et douce au toucher.
- ces compresses **épousent parfaitement la forme du corps**, le contenu reste bien en place pendant l'application.

UTILISATION

- **bien malaxer l'emballage avant utilisation.**
- chauffer dans **un four à micro-ondes**, un chauffe-compresse ou une casserole d'eau chaude (non bouillante).
- refroidir dans le réfrigérateur, PAS dans le congélateur.
- durée d'application : environ 20 - 30 min.
Attention : mettez toujours une housse ou une serviette de protection entre la peau et le Moor Pack.