

Ergofit Trac Alpin 4000 MED - anthracite

Art: 580361 | Marque: ERGOFIT

gymna

17 886,40 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le TRAC ALPIN est un tapis roulant très solide particulièrement adapté au testing, à l'entraînement (sportif) et à la rééducation cardiovasculaire.

- appareil professionnel pour un usage polyvalent.
- grâce à sa vitesse de départ faible, il est tout à fait possible de marcher (se promener).
- l'angle d'inclinaison librement réglable vous permet de simuler une 'montée.
- très sûr grâce aux accoudoirs latéraux et au contact d'urgence magnétique avec câble de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- surface de marche large offrant un amortissement exceptionnel.
- accoudoirs tout au long du tapis pour soutenir le patient.
- accès très basse (19 cm).
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie).
- commande simple.
- moteur électrique.
- portée : vitesse de départ faible 0,2 - 25 km/h par incrément de 0,1 km/h.
- poids utilisateur max. : 200 kg
- transportable, équipé de 2 roulettes.
- langue à sélectionner sur l'écran.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- programmes de test : Conconi et PWC (Physical Work Capacity).
- inclinaison : réglable de 0% à 20 % (montée).
- possibilités d'entraînement : manuel, manuel countdown, cardio, profils.
- paramètres affichés sur l'écran : WATT, PULSE, TIME, DIST., KM/H, KCAL.
- dimensions (LxlxH): 210 x 82,5 x 140 cm
- poids: +/- 210 kg (235 kg pour version MED)

OPTIONS DE SÉLECTION

- cadre : blanc ou anthracite.
- écran : écran graphique LED avec boutons poussoirs ou écran tactile couleur.
- exécution : standard ou MED (examen médical selon MDR).
- chip : équipée d'un lecteur RFID (compatible avec le logiciel Vitality care)