



Informations sur le produit

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™ offre une sensibilité acoustique élevée pour des performances exceptionnelles, ainsi qu'un pavillon bilatéral polyvalent à diaphragmes réglables. Le stéthoscope Classic III est utilisé par les étudiants et les professionnels de la santé pour reconnaître les bruits du cœur, des poumons et d'autres sons corporels pour l'examen physique, le suivi des patients et le diagnostic.

CARACTÉRISTIQUES

- La technologie de la membrane réglable (une invention de 3M) permet aux professionnels de la santé d'entendre différentes fréquences sonores en ajustant simplement la pression sur l'embout thoracique. Une légère pression sur l'embout thoracique vous permet d'entendre les sons à basse fréquence ; une pression un peu plus forte permet d'entendre les sons à haute fréquence. Cette fonction permet de gagner du temps et permet au soignant de se concentrer sur le patient. Le diaphragme anti-froid est également confortable pour le patient.
- La tension du clip s'adapte facilement à toutes les tailles de tête et aux besoins de l'utilisateur en serrant ou en écartant le support d'oreille. Les bouchons d'oreille encliquetables à joint souple sont confortables dans l'oreille et offrent une excellente étanchéité acoustique.
- Les tubes robustes conservent leur forme et leur flexibilité même lorsqu'ils sont rangés de manière compacte.
- Convient aux environnements de soins non critiques, tels que les services médicaux, les salles de soins infirmiers, les gynécologues, les polycliniques et les cabinets de médecins généralistes.
- Tube unique
- Large choix de couleurs pour le tuyau et la pièce thoracique
- Longueur totale : 69,0 cm
- Diamètre du petit calice : 3,3 cm
- Diamètre du grand calice : 4,3 cm