

Airex tapis Coronella - 185 x 60 x 1,5 cm - gris

gymna

foncé

Art: 111838 | Marque: [AIREX](#)



Informations sur le produit

- La structure cellulaire fermée de la mousse offre une absorption parfaite des chocs et une isolation optimale.
- Ils sont munis d'une structure spéciale antidérapante des deux côtés.
- Les tapis sont chauds au toucher, n'absorbent pas l'humidité ou la saleté et ne se désagrègent pas.
- Le traitement breveté « sanitized » garantit une hygiène permanente : les tapis sont résistants aux bactéries (même la bactérie SARM) et aux moisissures.
- Peuvent être utilisés également à l'extérieur ou dans l'eau.
- Les tapis sont disponibles en diverses longueurs, largeurs et profondeurs, ce qui en permet une foule d'applications : physiothérapie et révalidation générales, massage, chiropraxie, yoga, gymnastique (prénatale et postnatale), Pilates, aérobic, etc.
- Label CE
- Doux, confortables et durables
- Légers, faciles à manier et à entretenir.

Les résultats de chaque processus de production sont différents, de ce fait les dimensions des tapis pourraient différer des dimensions indiquées